

*Следующее поколение
превосходства*

BLUEDIAMOND™

ATM/BAR

BLUEDIAMOND™

U.S. and Foreign Patents Pending and Issued

BLUE DIAMOND™

ЦИФРОВОЙ ИНДЕФЛЯТОР 30 ATM

В устройстве Blue Diamond сочетаются точность цифрового аппарата с простотой аналоговой системы.



Особенности устройства Blue Diamond:

- Управление одной кнопкой, упрощающее и облегчающее пользование.
- Большой цифровой экран с индикацией времени и давления увеличенным шрифтом, что улучшает видимость важнейшей информации.
- Отметка последнего раздувания напоминает о наивысшем давлении при последнем раздувании.
- Дисплей с высоким разрешением и широким углом обзора.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

номер по
каталогу описание

IN7130	Отдельный индефлятор Blue Diamond
IN7112	Blue Diamond с MAP112 (гемостатический клапан Access-9™, металлический инструмент для введения проводника, устройство для вращения)
IN7152	Blue Diamond с MAP152 (гемостатический клапан AccessPLUS, металлический инструмент для введения проводника, устройство для вращения)
IN7352	Blue Diamond с MAP352 (гемостатический клапан Honor™, боковая трубка-ответвление, металлический инструмент для введения проводника, устройство для вращения)
IN7403	Blue Diamond с MAP403 (гемостатический клапан MBA, металлический инструмент для введения проводника, устройство для вращения)

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭТОМУ УСТРОЙСТВУ



Гемостатические клапаны

Для удовлетворения постоянно растущих требований по снижению кровопотери, ограничению контакта с кровью и созданию легких в применении устройств компания Merit Medical впервые предлагает полный спектр гемостатических клапанов с непревзойденными свойствами.



Индефляторы IntelliSystem®

Индефлятор 25 ATM IntelliSystem предоставляет возможность цифровой индикации времени и давления на дисплее IN5000 или IN6000. Просто подключите приготовленный шприц к монитору и начинайте работу.



Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 (США) • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

www.merit.com

Merit Medical EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • The Netherlands (Нидерланды) • Тел.: +31 43 358 82 40

Merit Medical Ireland Ltd. • Parkmore Business Park West • Galway, Ireland (Ирландия) • +353 (0) 91 703 733

Бесплатные номера телефонов для отдельных стран:

Австрия 0800 295374 • Бельгия 0800 729 06 (голландский язык) 0800 731 72 (французский язык) • Дания 80 88 00 24 • Франция 0800 91 60 30 • Германия 0800 182 08 71 • Ирландская

Республика 1800 553 163 • Люксембург 8002 25 22 • Нидерланды 0800 022 8184 • Швеция 020 79 24 45 • Соединенное Королевство 0800 973 115 • Финляндия 00800 6374 8633

401860006/A ID 020910